

AIR-FLOW HANDY 3.0

FT-255 AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO премиум-класса

Комплектация аппарата сочетает в себе технологии AIRFLOW и PERIOFLOW.

Технология AIRFLOW. Aqua-пневно-кинетическая обработка позволяет удалить неминерализованные зубные отложения с наддесневых поверхностей зубов, композитных реставраций, имплантатов, в области несъемных ортодонтических конструкций, а также очистить поддесневые участки корней зубов и имплантатов на глубину до 4 мм.

Aqua-пневно-кинетическая обработка по технологии PERIOFLOW применяется для удаления неминерализованных зубных отложений с поверхности корней зубов при глубине пародонтальных карманов от 4 до 9 мм, а также с поверхности имплантатов при периимплантитах.

С AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO – Premium используется порошок AIR-FLOW PERIO на основе глицина с размером частиц 25 мкм.



AIR-FLOW HANDY 3.0

FT-255 AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO премиум



Комплектация:

- ✓ аппарат AIR-FLOW® HANDY 3.0
- ✓ наконечник AIR-FLOW® PERIO
- ✓ наконечник AIR-FLOW® PLUS
- ✓ 40 силиконовых насадок PERIO-FLOW®
- ✓ устройство Easy Fill 3.0 для удобного заполнения резервуара порошком
- ✓ устройство EasyClean для удобной очистки аппарата
- ✓ рем.комплект

AIR-FLOW HANDY 3.0

FT-221 AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO наконечник PERIO

Аппарат с технологией PERIOFLOW

Применяется для удаления неминерализованных зубных отложений с поверхности корней зубов при глубине пародонтальных карманов от 4 до 9 мм, а также с поверхности имплантатов при периимплантитах.

С AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO – используется порошок AIR-FLOW PERIO на основе глицина с размером частиц 25 мкм.



Комплектация:

- ✓ аппарат AIR-FLOW® HANDY 3.0
- ✓ наконечник AIR-FLOW® PERIO
- ✓ 40 силиконовых насадок PERIO-FLOW®
- ✓ устройство Easy Fill 3.0 для удобного заполнения резервуара порошком
- ✓ устройство EasyClean для удобной очистки аппарата
- ✓ рем.комплект

AIR-FLOW HANDY 3.0

FT-220 AIR-FLOW® handy 3.0 classic

Аппарат с классической технологией AIRFLOW.

Технология AIRFLOW. Aqua-пневно-кинетическая обработка позволяет удалить неминерализованные зубные отложения с наддесневых поверхностей зубов, композитных реставраций, имплантатов, в области несъемных ортодонтических конструкций, а также очистить поддесневые участки корней зубов и имплантатов на глубину до 4 мм.

Комплектация:

- ✓ аппарат AIR-FLOW® HANDY 3.0
- ✓ наконечник AIR-FLOW®
- ✓ банка оригинального порошка AIR-FLOW® Classic (300 гр.)
- ✓ устройство Easy Fill 3.0 для удобного заполнения резервуара порошком
- ✓ устройство EasyClean для удобной очистки аппарата
- ✓ рем.комплект



AIR-FLOW HANDY 3.0



- ✓ Новая система **EASY-FILL** для чистого, быстрого и точного заполнения порошком



- ✓ Новая система **Easy Clean** для удобной очистки аппарата

- ✓ Дизайн разработан для оптимального обзора рабочего поля

- ✓ Отлично сбалансированный, тонкий и легкий

